

Б400

Кресло-коляска с электроприводом



Стандартная комплектация

- 7,2 км/ч
- Стандартный пульт
- Стандартный держатель пульта
- Гелевые батареи 63 Ah
- Зарядное устройство
- Передние колеса 9"
- Диски черного цвета
- Колеса пневматические с глубоким протектором
- Стандартное сиденье
- Противопролежневая подушка
- Подлокотники с прозрачными боковыми панелями
- Индивидуальные подножки с пластиковыми подставками под стопы
- Цвет рамы на выбор черный или белый (кремовый)
- Поясной ремень

Максимальный вес пользователя: 140 кг

Артикул: 490E65=00000_C

Стоимость в базовой комплектации 195 000 руб.	Номер заказа: <hr/>
--	----------------------------

<input type="checkbox"/> Дополнительные опции
--

<input type="checkbox"/> Индивидуальные параметры в приложении

ФИО, возраст и контакты, запись в ИПР

Адрес


Адрес доставки, паспортные данные для транспортной компании

Ответственный	Имя, дата, подпись
---------------	--------------------

Общая информация

Пол _____ Возраст _____

Заболевание _____ Способ оплаты _____



Антропометрические данные*

Рост (см) _____

Вес (кг) _____

1 Глубина сиденья _____

2 Глубина туловища _____

3 Высота подлокотников _____

4 Расстояние до подмышечной впадины _____

5 Расстояние до плеча _____

6 Расстояние до головы _____

7 Длина предплечья (до середины кисти) _____

8 Ширина туловища _____

9 Длина голени _____

10 Ширина сиденья _____

* Данная информация поможет подобрать оптимальные размеры кресла-коляски для пользователя, а также будет использоваться при разработке новых изделий. Компания ОТТО БОКК гарантирует конфиденциальность информации и ее использование внутри компании.

Информация



ES 05 Электроосвещение



EB 20 Подножки с механической регулировкой угла наклона в коленном суставе



EA 10 Комплект брызговиков



EF 03 Механический ограничитель поворота передних колес



ES 38 Зеркало заднего вида



ES 42 Багажник



EF 04 Устройство для преодоления препятствий до 10 см



EC 26 Эргономичное контурное сиденье

Стандартное сиденье		Цена	
ЕС 18	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, Юниор (глубина 34...40 см, ширина 34...40 см)	8 450 руб.
ЕС 01	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, малое (ГС 38 ... 46 см, ШС 38 ... 42 см)	—
ЕС 02	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, большое (ГС 42 ... 50 см, ШС 43 ... 48 см)	—

Параметры стандартного сиденья

Угол наклона спинки -9/1/11/21° 0/10/20/30°

Угол наклона сиденья 0° 3° 6°

Угол наклона сиденья 6° невозможно установить в комбинации с механической регулировкой угла наклона сиденья! Угол наклона сиденья 0° невозможно выбрать, если высота коляски не превышает 40 см, а также при выборе механической регулировки угла наклона сиденья! Угол наклона сиденья 3° и 6° невозможно установить при выборе опции электронной регулировки угла наклона сиденья!!

Глубина сиденья (ГС) 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Ширина сиденья (ШС) см

Длина голени см (25...49 см) без учета подушки

Высота сиденья 40 45 50

(При выборе угла наклона 3° без учета подушки, высота сиденья зависит от длины подножки. Если длина подножки больше высоты сиденья, расстояние между подножкой и полом будет минимальным. Рекомендуемое расстояние 6 см; выбор ВС 40 см невозможен в комбинации со стандартным сиденьем большого размера, а также электронной регулировкой угла наклона сиденья 45°.)

Выбор противоположной подушки (только для стандартного сиденья)		Цена	
ЕС 06	<input type="checkbox"/>	Стандартная подушка, черная, 5 см (входит в базовую комплектацию)	—
ЕС 10	<input type="checkbox"/>	Стандартная подушка с непромокаемым чехлом, 5 см	2 350 руб.
ЕС 07	<input type="checkbox"/>	Без подушки	- 800 руб.

Контурное сиденье		Цена	
ЕС 03	<input type="checkbox"/>	Контурное сиденье, малое (ГС 36 ... 44 см, ШС 38 ... 42 см)	21 200 руб.
ЕС 04	<input type="checkbox"/>	Контурное сиденье, большое (ГС 40 ... 48 см, ШС 43 ... 48 см)	22 000 руб.

Выбор формы контурного сиденья

ЕС 23 Менее выраженные анатомические контуры

ЕС 24 Более выраженные анатомические контуры

Выбор типа обшивки

ЕС 25 Тканевая обшивка

ЕС 26 Синтетическая кожа

ЕС 27 Непромокаемая обшивка

Выбор параметров контурного сиденья

Глубина сиденья 36 38 40 42 44 46 48

Ширина сиденья см

Длина голени см (28 ... 54 см)

Высота сиденья **приблиз. 47 см** **приблиз. 52 см** **приблиз. 57 см**

(Угол наклона 0°, без подушки, ВС зависит от длины подножки). Если длина подножки больше высоты сиденья, то расстояние между подножкой и поверхностью земли будет минимальным. Рекомендуемое расстояние 6 см.

Высоту сиденья 47 см невозможно установить в комбинации с контурным сиденьем, большим

Высоту сиденья 47 см невозможно установить в комбинации с электронной регулировкой угла наклона кресла до 45°!

Высоту сиденья 52 см невозможно установить с контурным сиденьем, большим в комбинации с механической и электронной регулировкой угла наклона до 20°!

Выбор угла наклона спинки		Цена	
ED 20	<input type="checkbox"/>	Механическая регулировка угла наклона спинки до 30° (выбор опции невозможен в сочетании с комбинациями контурного сиденья, малого размера и глубиной сиденья 36–38 см или контурным сиденьем большого размера и глубиной сиденья 40–42 см)	26 800 руб.
ED 50	<input type="checkbox"/>	Электронная регулировка угла наклона спинки до 30° (выбор опции невозможен в сочетании с комбинациями контурного сиденья, малого размера и глубиной сиденья 36–38 см или контурным сиденьем большого размера и глубиной сиденья 40–42 см)	50 300 руб.

Регулировка высоты сиденья		Цена	
ЕС 61	<input type="checkbox"/>	Электронная регулировка высоты сиденья (лифт) (до 20 см)	160 000 руб.
ЕС 60	<input type="checkbox"/>	Электронная регулировка высоты сиденья (лифт) (до 30 см)	209 000 руб.

Регулировка угла наклона сиденья			Цена
ЕС 51	<input type="checkbox"/>	Механическая регулировка угла наклона сиденья до 20° (пневматическая пружина)	23 700 руб.
ЕС 54	<input type="checkbox"/>	Электронная регулировка угла наклона сиденья до 45° (со смещением центра тяжести)	68 000 руб.
ЕС 50	<input type="checkbox"/>	Электронная регулировка угла наклона сиденья до 30° (со смещением центра тяжести) (только в комбинации с ЕС 60)	57 850 руб.
ЕС 57	<input type="checkbox"/>	Электронная регулировка угла наклона сиденья до 20°	34 900 руб.
Выбор ремня безопасности			Цена
ЕР 65	<input type="checkbox"/>	Поясной ремень (входит в базовую комплектацию)	—
Выбор дополнительных аксессуаров			Цена
ЕЕ 30	<input type="checkbox"/>	Адаптер для установки подголовника	2 100 руб.
ЕК 20	<input type="checkbox"/>	Комплект для установки подголовника	5 500 руб.
ЕК 10	<input type="checkbox"/>	Подголовник	7 700 руб.
Выбор подножек			Цена
ЕВ 01	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с пластиковыми опорами под стопы (входят в базовую комплектацию). Невозможно установить в комбинации с сиденьем Юниор	—
ЕВ 02	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с алюминиевыми опорами под стопы	7 800 руб.
ЕВ 07	<input type="checkbox"/>	Без подножек	– 4 300 руб.
ЕВ 20	<input type="checkbox"/>	Подножки с механической регулировкой угла наклона в коленном суставе с алюминиевыми опорами под стопы (Пневматическая пружина. Длина голени 27 см для стандартного сиденья, 32 см для контурного сиденья; максимальный вес пользователя 140 кг)	34 000 руб.
ЕВ 50	<input type="checkbox"/>	Подножки с электронной регулировкой угла наклона в коленном суставе, с синхронным поднятием обеих подножек (длина голени 27 см для стандартного сиденья, 32 см для контурного сиденья)	87 750 руб.
Выбор подлокотников			Цена
ЕЕ 10	<input type="checkbox"/>	Телескопические подлокотники с регулировкой высоты, с пластиковыми защитными боковинами (входят в базовую комплектацию)	—
Выбор цвета рамы			Цена
013	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005 matt, черный (входит в базовую комплектацию)	—
022	<input type="checkbox"/>	Cream RAL 9001, белый кремовый (входит в базовую комплектацию)	—
Выбор передних колес/приводных колес			Цена
ЕФ 01	<input type="checkbox"/>	9" передние колеса/14" приводные колеса (входят в базовую комплектацию)	—
ЕФ 05	<input type="checkbox"/>	8" передние колеса/12 ½" приводные колеса (максимальная нагрузка до 100 кг; только в комбинации с ограничением максимальной скорости до 6 км/ч; только с серыми покрышками и черными дисками)	—
Выбор цвета покрышек			Цена
ЕГ 03	<input type="checkbox"/>	Серый (черные диски) (входят в базовую комплектацию)	—
ЕГ 04	<input type="checkbox"/>	Черный (серые диски)	—
Выбор типа покрышек			Цена
ЕГ 55	<input type="checkbox"/>	Все колеса пневматические (входят в базовую комплектацию)	—
ЕГ 60	<input type="checkbox"/>	Все колеса с защитой от проколов (литые)	8 450 руб.
ЕФ 06	<input type="checkbox"/>	Передние колеса с защитой от проколов (литые), задние пневматические	2 600 руб.
Дополнительные опции для передних колес			Цена
ЕФ 20	<input type="checkbox"/>	Без амортизаторов (входит в базовую комплектацию)	—
ЕФ 02	<input type="checkbox"/>	Амортизаторы	12 000 руб.

Дополнительные аксессуары для передних колес			Цена
EF 03	<input type="checkbox"/>	Механический ограничитель поворота передних колес	8 300 руб.

Дополнительные опции для шасси			Цена
EG 05	<input type="checkbox"/>	Амортизаторы (входят в стандартную комплектацию; установка амортизаторов возможна только при заказе кресла-коляски с щелочными батареями)	—
EG 20	<input type="checkbox"/>	Без амортизаторов	- 2 600 руб.

Дополнительные аксессуары для шасси			Цена
ES 05	<input type="checkbox"/>	Электроосвещение (German Motor Vehicle Safety Standards (STVzO))	24 400 руб.
ES 03	<input type="checkbox"/>	Аварийный светоотражающий знак	7 100 руб.
EA 10	<input type="checkbox"/>	Комплект брызговиков	13 650 руб.

Выбор допустимой максимальной скорости			Цена
ET 01	<input type="checkbox"/>	6 км/ч	—
ET 09	<input type="checkbox"/>	7,2 км/ч (входит в базовую комплектацию)	—
ET 02	<input type="checkbox"/>	10 км/ч	6 800 руб.

Выбор типа батарей			Цена
EU 08	<input type="checkbox"/>	Две щелочные батареи 50 Ah (C5) AGM*	
EU 01	<input type="checkbox"/>	Две гелевые батареи 63 Ah (C5) (невозможно выбрать данную опцию в комбинации с амортизаторами на шасси)	
EU 03	<input type="checkbox"/>	Без батарей	- 7 500 руб.

* Не поставляются на территорию Российской Федерации

Джойстик (опция неактивна)			Цена
EY 40	<input type="checkbox"/>	Джойстик с монохромным дисплеем	—
EY 41	<input type="checkbox"/>	Джойстик с цветным дисплеем	—
EY 42	<input type="checkbox"/>	Новый джойстик с цветным дисплеем	—

Специальные системы управления (опция неактивна)			Цена
EY 12	<input type="checkbox"/>	Дополнительный вход / выход (выбор опции невозможен с EC 61 / EC 54 и EC 60 / EC 50)	—
EY 13	<input type="checkbox"/>	Дисплей «Omni»	—

Выбор держателя пульта управления			Цена
EU 19	<input type="checkbox"/>	Стандартный держатель для пульта (входит в базовую комплектацию)	—
EU 20	<input type="checkbox"/>	Параллельно откидывающийся держатель пульта	11 400 руб.
EU 18	<input type="checkbox"/>	Параллельно откидывающийся, регулируемый по высоте держатель пульта	14 700 руб.

Выбор стороны, с которой будет установлен пульт управления		
	<input type="checkbox"/>	Справа
	<input type="checkbox"/>	Слева

Держатель для джойстика «Omni» (опция неактивна)			Цена
EU 31	<input type="checkbox"/>	Стандартный	—
EU 32	<input type="checkbox"/>	Держатель регулируемый «gooseneck»	—

Выбор дополнительных опций для управления креслом-коляской			Цена
EU 15	<input type="checkbox"/>	Пульт управления для сопровождающего лица	48 400 руб.
EU 50	<input type="checkbox"/>	Ручное программирование	17 200 руб.
EU 55	<input type="checkbox"/>	Программное обеспечение, включая дополнительный кабель	20 550 руб.

Выбор типа джойстика			Цена
EU 23	<input type="checkbox"/>	Поддержка кисти с боковыми ограничителями при тетраплегии (регулируется по ширине 70...90 мм)	7 500 руб.
EU 24	<input type="checkbox"/>	Специальный джойстик Stick S80 (удлиненная ручка управления, 80 мм)	3 250 руб.
EU 25	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик (черный) – насадка на джойстик	6 000 руб.
EU 26	<input type="checkbox"/>	Шарик, маленький (диаметр 43 мм) – насадка на джойстик	5 600 руб.
EU 27	<input type="checkbox"/>	Шарик, большой (диаметр 48 мм) – насадка на джойстик	7 100 руб.
EU 28	<input type="checkbox"/>	Джойстик на гибкой основе с фактурным шариком большого размера (Основа джойстика длиннее стандартной на 6 мм; рекомендуется в комбинации с параллельно откидывающимся, регулируемым по высоте держателем пульта управления)	13 650 руб.
EU 35	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик, цветной (диаметр 48 мм)	2 900 руб.

Выбор дополнительных вспомогательных аксессуаров для кресла-коляски			Цена
EF 04	<input type="checkbox"/>	Устройство для преодоления препятствий до 10 см	16 000 руб.
ES 42	<input type="checkbox"/>	Багажник (полка для багажа)	10 800 руб.
ES 35	<input type="checkbox"/>	Столик, откидывающийся в сторону (вкл. аксессуары для установки)	26 200 руб.
EA 60	<input type="checkbox"/>	Тростедержатель	4 100 руб.
ES 38	<input type="checkbox"/>	Складное зеркало заднего вида, устанавливается слева	8 100руб.
ES 28	<input type="checkbox"/>	Складное зеркало заднего вида, устанавливается справа	8 100руб.
EZ 52	<input type="checkbox"/>	Набор инструментов с насосом	3 500 руб.
ES 24	<input type="checkbox"/>	Съемный кармашек для мобильного телефона	1 600 руб.
ES 60	<input type="checkbox"/>	Устройство для транспортировки в автомобиле (выбор данной опции возможен только если максимальная нагрузка не превышает 100 кг)	13 300 руб.

Выбор опций для индивидуальных решений (Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально для каждого заказа)			
21187.002	<input type="checkbox"/>	Индивидуальные параметры платформы под адаптер для установки индивидуального сиденья	
20465.016	<input type="checkbox"/>	Удлинение / укорочение спинки (только в комбинации с опцией 40405.002)	
40405.002	<input type="checkbox"/>	Специальная длина обшивки (только в комбинации с опцией 20465.016)	
20465.011	<input type="checkbox"/>	Контурная спинка в комбинации со стандартным сиденьем или контурное сиденье в комбинации со стандартной спинкой	
25142.001	<input type="checkbox"/>	Подножки для людей с ампутацией	
19893.001	<input type="checkbox"/>	Беспроводная функция остановки кресла-коляски	