

B600

Кресло-коляска с электроприводом



Стандартная комплектация

- Скорость 6 км/ч
- Контроллер enAble50
- Гелевые батареи 63 Ah (C5)
- Зарядное устройство
- Электроосвещение (в соответствии с международными стандартами)
- Стандартное сиденье
- Подушка
- Амортизаторы приводных колес
- Телескопические подлокотники с прозрачными боковыми панелями
- Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп
- Задний бампер
- Поясной ремень

Максимальный вес пользователя: 140 кг
(стандартная комплектация)
Артикул: 490E32=10000_K

Стоимость в базовой комплектации 382 000 руб.	Номер заказа: _____
--	----------------------------

<input type="checkbox"/> Дополнительные опции
--

<input type="checkbox"/> Индивидуальные параметры в приложении

ФИО, возраст и контакты, запись в ИПР

Адрес


Адрес доставки, паспортные данные для транспортной компании

Ответственный	Имя, дата, подпись
---------------	--------------------

Общая информация

Пол _____ Возраст _____

Заболевание _____ Способ оплаты _____



Антропометрические данные*

Рост (см) _____

Вес (кг) _____

1 Глубина сиденья _____

2 Глубина туловища _____

3 Высота подлокотников _____

4 Расстояние до подмышечной впадины _____

5 Расстояние до плеча _____

6 Расстояние до головы _____

7 Длина предплечья (до середины кисти) _____

8 Ширина туловища _____

9 Длина голени _____

10 Ширина сиденья _____

* Данная информация поможет подобрать оптимальные размеры кресла-коляски для пользователя, а также будет использована при разработке новых изделий. Компания ОТТО БОКК гарантирует конфиденциальность информации и ее использование внутри компании.

Информация



EC 01/EC 02 Стандартное сиденье



EC 24 Контурное сиденье с выраженными контурами

EC 26 Синтетическая кожа



EC 40 Сиденье Recaro N-joy



EC 42 Спинка Recaro LX



EC 43 Спинка Recaro LT



EU 07 Клавишный модуль для управления электро-регулировками



EC 44 Сиденье Recaro F



EC 45 Сиденье Recaro X

Стандартное сиденье			Цена
ЕС 18	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, Юниор (глубина 34...40 см, ширина 34...40 см)	6 300 руб.
ЕС 01	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, малое (ГС 38... 46 см, ШС 38... 42 см)	—
ЕС 02	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, большое (ГС 42... 50 см, ШС 43... 48 см)	—
ЕС 19	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, XL (ГС 42... 50 см, ШС 50... 56 см)	6 300 руб.

Стандартное сиденье, XL недоступно при выборе высоты сиденья 45 см.

Параметры стандартного сиденья

Угол наклона спинки -9/1/11/21° 0/10/20/30°

Выбор опции недоступен с механической и электрорегулировкой угла наклона спинки.
Угол наклона спинки -9/1/11/21° недоступен для заказа в комбинации с ШС 34 и 36 см.

Фиксированный угол наклона сиденья 0° 3° 6°

ЕС 65	<input type="checkbox"/>	Угол наклона сиденья 20° (только при выборе стандартного сиденья, ВС 45 и 50 см)	1 000 руб.
-------	--------------------------	--	------------

Фиксированный угол наклона 6° и 20° невозможно установить в комбинации с электрорегулировкой угла наклона сиденья и лифтом.

Фиксированный угол наклона сиденья 20° невозможно установить при выборе шасси с грузоподъемностью до 180 кг!

Глубина сиденья (ГС) 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Ширина сиденья (ШС) см

Длина голени см (25... 54 см) без учета подушки

Высота сиденья 45 50 55

(При выборе высоты сиденья минимальное расстояние от пола до опор подножек должно составлять не менее 6 см)

Подушки (только для стандартного сиденья)			Цена
ЕС 06	<input type="checkbox"/>	Стандартная подушка с черной нейлоновой обшивкой, 5 см	—
ЕС 10	<input type="checkbox"/>	Подушка с непромокаемой обшивкой, 5 см	1 700 руб.
ЕС 07	<input type="checkbox"/>	Без подушки	-650 руб.

Для выбора типа подушки см. раздел каталога кресел-колясок с электроприводом «Сиденья и спинки» или проконсультируйтесь со специалистом компании ОТТО БОКК

Контурное сиденье			Цена
ЕС 03	<input type="checkbox"/>	Контурное сиденье, малое (ГС 36... 44 см, ШС 38... 42 см) (грузоподъемность до 160 кг, высота подушки 5 см)	15 900 руб.
ЕС 04	<input type="checkbox"/>	Контурное сиденье, большое (ГС 42... 48 см, ШС 43... 48 см) (грузоподъемность до 200 кг, высота подушки 5 см)	16 500 руб.
ЕС 21	<input type="checkbox"/>	Контурное сиденье, XL (ГС 42... 48 см, ШС 50... 56 см) (грузоподъемность до 200 кг, высота подушки 5 см) (недоступно при выборе высоты сиденья 52 см)	17 100 руб.

Тип контурного сиденья

ЕС 23	<input type="checkbox"/>	Невыраженные контуры	—
ЕС 24	<input type="checkbox"/>	Выраженные контуры	—

Тип обшивки контурного сиденья

ЕС 25	<input type="checkbox"/>	Тканевая обшивка	—
ЕС 26	<input type="checkbox"/>	Обшивка из синтетической кожи	1 950 руб.
ЕС 27	<input type="checkbox"/>	Непромокаемая обшивка (может быть заказана в комбинации с опцией ЕС 25)	1 300 руб.

Выбор параметров контурного сиденья

Глубина сиденья 36 38 40 42 44 46 48

Ширина сиденья см

Длина голени см (28... 54 см)

Высота сиденья **приблиз. 52 см** **приблиз. 57 см**

При выборе высоты сиденья минимальное расстояние от пола до опор подножек должно составлять не менее 6 см

Сиденье Resaro			Цена
ЕС 40	<input type="checkbox"/>	Resaro n-Joy (ручная регулировка спинки)	40 500 руб.
ЕС 41	<input type="checkbox"/>	Resaro n-Joy-Plus (ручная регулировка спинки) Глубина сиденья 38... 56 см	89 000 руб.



ЕС 46 Сиденье Recaro W



ЕС 50 Электрорегулировка
угла наклона сиденья



ED 50 Электрорегулировка
угла наклона спинки 30°



ЕС 55 Электрорегулировка
высоты сиденья (лифт)




ЕВ 01 Раздельные подножки



ЕВ 03 Сплошная подножка
из алюминия



ЕВ 20 Механическая
регулировка угла
наклона подножек
в коленном суставе



ЕУ 87 Пульт управления,
интегрируемый
в столик с механизмом
складывания

Сиденье Modular Recaro			Цена
ЕС 42	<input type="checkbox"/>	Спинка LX (ручная регулировка угла наклона спинки)	29 400 руб.
ЕС 43	<input type="checkbox"/>	Спинка LT (регулируемые боковые поддержки, ручная регулировка угла наклона спинки)	32 850 руб.
ЕС 44	<input type="checkbox"/>	Сиденье F (невывраженные боковые ограничители)	41 900 руб.
ЕС 45	<input type="checkbox"/>	Сиденье X (выраженные боковые ограничители, увеличивающая глубину сиденья вставка)	48 750 руб.
ЕС 46	<input type="checkbox"/>	Сиденье W (невывраженные боковые ограничители, увеличивающая глубину сиденья вставка)	51 650 руб.
Выбор параметров сиденья Recaro			
Глубина сиденья в см <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46			
(только для Recaro n-Joy-Plus) <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56			
Длина голени см (28 ... 54 см)			
Высота сиденья <input type="checkbox"/> 52 см <input type="checkbox"/> 57 см			
При выборе высоты сиденья минимальное расстояние от пола до опор подножек должно составлять не менее 6 см. Выбор высоты сиденья 52 см недоступен с электрорегулировкой угла наклона сиденья и шасси грузоподъемностью до 180 кг.			
Все типы сидений Recaro поставляются в комплекте с подголовником и кармашком на спинке.			
Выбор грузоподъемности шасси			Цена
EA 14	<input type="checkbox"/>	До 140 кг (стандартная комплектация)	—
EA 15	<input type="checkbox"/>	До 180 кг (включая усиленные амортизаторы приводных колес, а также боковые панели и рама сиденья повышенной прочности, длина рамы 48 ... 56 см)	48 600 руб.
Диапазон регулировки телескопической рамы			Цена
	<input type="checkbox"/> см 44 ... 56 см, для шасси грузоподъемностью до 180 кг — 48 ... 56 см (в зависимости от параметров передних колес, в стандартной комплектации 46 см)	—
Аксессуары для шасси			Цена
ES 05	<input type="checkbox"/>	Знак аварийной остановки	5 200 руб.
EA 10	<input type="checkbox"/>	Брызговики, комплект на все колеса	6 250 руб.
Регулировка угла наклона сиденья			Цена
ЕС 50	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона сиденья 30° со смещением центра тяжести (при выборе положения сиденья 0°)	43 100 руб.
ЕС 54	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона сиденья 45° со смещением центра тяжести (при выборе положения сиденья 0°)	50 700 руб.
Регулировка высоты сиденья			Цена
ЕС 55	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка высоты сиденья (до 40 см, положение сиденья 0°), максимальный вес пользователя 130 кг! (совместима только с опцией ЕС 50)	143 000 руб.
ЕС 60	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка высоты сиденья с усиленной конструкцией (до 30 см, положение сиденья 0°) (совместима только с опцией ЕС 54)	156 000 руб.
Регулировка угла наклона спинки			Цена
ED 50	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона спинки 30° (опция недоступна при выборе типа сидений Recaro n-Joy и Recaro n-Joy-Plus)	37 700 руб.
Тип обшивки спинки (только для стандартного сиденья)			Цена
ED 01	<input type="checkbox"/>	Стандартная обшивка	—
ED 02	<input type="checkbox"/>	Без обшивки	-1 950 руб.
Ремень			Цена
EP 51	<input type="checkbox"/>	4-точечный ремень (только для сидений Recaro) (невозможно установить в комбинации с электрорегулировкой угла наклона сиденья и лифтом)	13 800 руб.
EP 60	<input type="checkbox"/>	Ремень с лентой велькро, фиксирующий грудной отдел (только для сидений Recaro)	9 650 руб.
EP 65	<input type="checkbox"/>	Поясной ремень (входит в стандартную комплектацию)	—

Дополнительные аксессуары для сидений			Цена
ЕС 20	<input type="checkbox"/>	Абдуктор, съемный (только для стандартного сиденья; установка невозможна при выборе регулировки угла наклона сиденья)	11 700 руб.
ЕС 30	<input type="checkbox"/>	Абдуктор, отводящийся вниз (только для стандартного сиденья; установка невозможна при выборе регулировки угла наклона сиденья)	12 000 руб.
ЕЕ 30	<input type="checkbox"/>	Адаптер для установки подголовника (только для стандартного или контурного сиденья)	1 600 руб.

Для выбора типа подголовника см. раздел каталога кресел-колясок с электроприводом «Аксессуары к креслам-коляскам» или проконсультируйтесь со специалистом компании ОТТО БОКК

Тип подножек			Цена
ЕВ 01	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп (входят в стандартную комплектацию). Максимальный вес пользователя до 140 кг; длина голени до 50 см (опция недоступна при выборе стандартного сиденья «Junior»)	—
ЕВ 02	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с алюминиевыми опорами для стоп (удлиненные опоры, регулируемые по углу наклона). Максимальный вес пользователя до 140 кг; длина голени до 50 см	5 850 руб.
ЕВ 03	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка с алюминиевой опорой для стоп (опора, регулируемая по углу наклона). Длина голени до 50 см (опция недоступна при выборе стандартного сиденья «Junior»)	4 900 руб.
ЕВ 04	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с алюминиевыми опорами для стоп XXL (опоры, регулируемые по углу наклона). Длина голени до 50 см (опция недоступна при выборе стандартного сиденья «Junior»)	17 550 руб.
ЕВ 07	<input type="checkbox"/>	Без подножек	–3 200 руб.
ЕВ 20	<input type="checkbox"/>	Подножки с механической регулировкой угла наклона в коленном суставе с алюминиевыми опорами под стопы (пневматическая пружина). Максимальный вес пользователя до 140 кг; длина голени от 27 см в комбинации со стандартным сиденьем, от 32 см в комбинации с контурными или сиденьем Resaro.	25 350 руб.
ЕВ 50	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона подножек в коленном суставе с синхронным поднятием обеих подножек. Максимальная грузоподъемность до 140 кг; длина голени от 27 см в комбинации со стандартным сиденьем, от 32 см в комбинации с контурными или сиденьем Resaro.	65 550 руб.

Аксессуары для подножек			Цена
ЕВ 80	<input type="checkbox"/>	Мягкие ограничители для коленей, пара (для подножек с механической регулировкой угла наклона)	7 700 руб.
ЕВ 70	<input type="checkbox"/>	Фиксирующие ремни для алюминиевых подножек (включая крепежные элементы)	1 200 руб.

Подлокотники			Цена
ЕЕ 10	<input type="checkbox"/>	Подлокотники с прозрачными защитными боковинами, телескопические (только для стандартного и контурного сиденья)	—
ЕЕ 33	<input type="checkbox"/>	Удлиненные подлокотники, с вырезом для спинки всех типов сиденья Resaro, телескопические	—
ЕЕ 40	<input type="checkbox"/>	Удлиненные подлокотники с прозрачными защитными боковинами, телескопические с вырезом (только для стандартного и контурного сиденья)	1 600 руб.

Аксессуары для подлокотников			Цена
ЕЕ 34	<input type="checkbox"/>	Адаптер фиксированный для установки контурного ложеента для рук, левый	650 руб.
ЕЕ 24	<input type="checkbox"/>	Адаптер фиксированный для установки контурного ложеента для рук, правый	650 руб.
ЕЕ 35	<input type="checkbox"/>	Адаптер для установки контурного ложеента для рук с поворотным механизмом, левый	6 500 руб.
ЕЕ 25	<input type="checkbox"/>	Адаптер для установки контурного ложеента для рук с поворотным механизмом, правый	6 500 руб.
ЕЕ 36	<input type="checkbox"/>	Фиксирующий ремень, установка на левый подлокотник	1 100 руб.
ЕЕ 26	<input type="checkbox"/>	Фиксирующий ремень, установка на правый подлокотник	1 100 руб.

Для выбора аксессуаров для подлокотников см. раздел каталога кресел-колясок с электроприводом «Аксессуары к креслам-коляскам» или проконсультируйтесь со специалистом компании ОТТО БОКК

Цвет рамы			Цена
016	<input type="checkbox"/>	Серебристый металлик (Silver metallic)	—
023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	—
022	<input type="checkbox"/>	Кремовый (Cream RAL 9001)	—
021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	3 250 руб.
010	<input type="checkbox"/>	Ультрамариновый синий (Marine blue)	3 250 руб.
020	<input type="checkbox"/>	Глубокий синий (Saturn blue metallic)	6 250 руб.
005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	6 250 руб.
004	<input type="checkbox"/>	Серо-голубой (Ice blue)	6 250 руб.
001	<input type="checkbox"/>	Серебряный бриллиант (Brilliant silver)	6 250 руб.
018	<input type="checkbox"/>	Красный (Signal red RAL 3001)	6 250 руб.
002	<input type="checkbox"/>	Антрацит металлик (Anthracite metallic)	6 250 руб.
027	<input type="checkbox"/>	Серый матовый (Shimano matte)	6 250 руб.
003	<input type="checkbox"/>	Черный (Jet black RAL 9005)	6 250 руб.
009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	6 250 руб.
017	<input type="checkbox"/>	Желтый (Traffic yellow RAL 1023)	6 250 руб.
012	<input type="checkbox"/>	Небесно-синий (Sky blue)	6 250 руб.
014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	6 250 руб.
015	<input type="checkbox"/>	Рептилия, черный с зелеными блестками (Clear reptile glossy)	6 250 руб.
013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	6 250 руб.
026	<input type="checkbox"/>	Мерцающий серый (Sparkling iron effect light)	6 250 руб.
028	<input type="checkbox"/>	Радужный металлик (Rainbow)	6 250 руб.

Тип протектора покрышек			Цена
EG 01	<input type="checkbox"/>	Неглубокий протектор	—
EG 02	<input type="checkbox"/>	Глубокий протектор	—
EG 50	<input type="checkbox"/>	Покрышки передних колес с неглубоким протектором, задних колес – с глубоким	—

Цвет покрышек			Цена
EG 03	<input type="checkbox"/>	Серый	—
EG 04	<input type="checkbox"/>	Черный (только с глубоким протектором)	—

Тип покрышек			Цена
EG 55	<input type="checkbox"/>	Пневматические (входят в стандартную комплектацию)	—
EG 60	<input type="checkbox"/>	Все колеса с защитой от проколов (литые)	6 700 руб.
EF 06	<input type="checkbox"/>	Задние пневматические, передние с защитой от проколов (литые)	2 700 руб.

Диаметр передних колес			Цена
EF 01	<input type="checkbox"/>	9"	—
EF 05	<input type="checkbox"/>	10"	—

Дополнительное оснащение передних колес			Цена
EF 20	<input type="checkbox"/>	Без амортизаторов	—
EF 02	<input type="checkbox"/>	С амортизаторами	9 000 руб.

Аксессуары для передних колес			Цена
EF 03	<input type="checkbox"/>	Механический ограничитель поворота передних колес	5 600 руб.
EF 04	<input type="checkbox"/>	Устройство для преодоления препятствий (опция недоступна при выборе сплошной подножки, электрорегулировки высоты сиденья; опция доступна только в комбинации с длиной рамы 46 и 48 см)	12 000 руб.

Скорость		Цена
ET 01	<input type="checkbox"/>	6 км/ч (стандартная комплектация)
ET 10	<input type="checkbox"/>	10 км/ч (4-полюсные двигатели) (при выборе данной опции рекомендуется также заказывать поясной или 4-точечный ремень, электроосвещение и знак аварийной остановки)

Тип аккумуляторных батарей		Цена
EU 03	<input type="checkbox"/>	Без батарей
EU 01	<input type="checkbox"/>	Две гелевые батареи 63 Ам (входят в стандартную комплектацию)
EU 12	<input type="checkbox"/>	Две батареи AGM 63 Ам

Зарядное устройство		Цена
EU 91	<input type="checkbox"/>	Стандартное зарядное устройство (входит в стандартную комплектацию)
EU 02	<input type="checkbox"/>	Зарядное устройство без вентилятора (бесшумное) (продолжительность времени зарядки аккумуляторов дольше, чем у стандартного зарядного устройства)
EU 92	<input type="checkbox"/>	Без зарядного устройства

Пульт управления		Цена
EU 85	<input type="checkbox"/>	Стандартный пульт управления (входит в стандартную комплектацию)
EU 86	<input type="checkbox"/>	Панель управления с установкой двух внешних кнопок Выберите размер кнопки: <input type="checkbox"/> Кнопка Piko (диаметр 5 см, красная / черная) <input type="checkbox"/> Кнопка Piko (диаметр 3 см, красная / черная)
EU 87	<input type="checkbox"/>	Пульт управления, интегрированный в столик с механизмом складывания (рекомендовано: зарядное / программируемое устройство)

Держатель пульта		Цена
EU 19	<input type="checkbox"/>	Стандартный держатель пульта управления (входит в стандартную комплектацию)
EU 20	<input type="checkbox"/>	Параллельно откидывающийся держатель пульта управления
EU 18	<input type="checkbox"/>	Параллельно откидывающийся держатель пульта управления, регулируемый по высоте
EU 29	<input type="checkbox"/>	Держатель пульта управления, регулируемый по высоте

Расположение держателя пульта (выбор не доступен для пульта, интегрированного в столик)	
<input type="checkbox"/>	Справа
<input type="checkbox"/>	Слева

Дополнительные элементы крепления для пульта, интегрированного в столик		Цена
<input type="checkbox"/>	Отсутствуют	
EU 871	<input type="checkbox"/>	Столик с держателем
EU 873	<input type="checkbox"/>	Только держатель

Сторона установки механизма откидывания (столик с держателем / только держатель)	
<input type="checkbox"/>	Справа
<input type="checkbox"/>	Слева

Дополнительные кнопки управления для пульта, интегрированного в столик		Цена
<input type="checkbox"/>	Без кнопок	
EU 874	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, красная
EU 875	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, желтая
EU 876	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная
EU 877	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная
EU 878	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая

EU 879	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная	5 200 руб.
Одна кнопка необходима для активации складного механизма пульта. Возможно подключение до 3-х кнопок: для складывания пульта, включения / выключения и управления опцией.			
Зарядное / программируемое устройство для пульта, интегрированного в столик (включая 1,5 м BUS кабель)			Цена
EU 56	<input type="checkbox"/>	Да	13 800 руб.
	<input type="checkbox"/>	Нет	
Специальные элементы управления			Цена
EU 07	<input type="checkbox"/>	Клавишный модуль управления с кнопками (возможность управления электроопциями до 10 различных вариантов, без LCD) (выбор данной опции недоступен в комбинации с управлением подбородком)	47 600 руб.
EU 97	<input type="checkbox"/>	Программируемый ЖК дисплей (LCD), ИК(IR) управление окружением, включает в себя Bluetooth и LED управление	80 100 руб.
EU 98	<input type="checkbox"/>	Программируемый ЖК дисплей (LCD), ИК(IR) управление окружением	80 100 руб.
Специальные элементы управления, требующие установку ЖК дисплея (LCD):			
EU 09	<input type="checkbox"/>	Управление подбородком с мини-джойстиком, электроотведение держателя пульта (в сторону) (включая стандартный пульт). Предназначено для управления при помощи губ или языка. Мини-джойстик очень чувствительный и не подходит в случае плохо контролируемых движений подбородка. Отметьте, пожалуйста, вариант насадки на джойстик: <input type="checkbox"/> Мягкий мячик, ручка – эластичный пластик; <input type="checkbox"/> Мягкий мячик, ручка – пружина, жесткая; <input type="checkbox"/> Мягкий мячик, ручка – пружина, мягкая. Отметьте, пожалуйста, сторону отведения держателя пульта с функцией управления подбородком: <input type="checkbox"/> Отведение влево; <input type="checkbox"/> Отведение вправо; <input type="checkbox"/> Отведение вверх, устанавливается с левой стороны (второй кронштейн с вкл/выкл. справа); <input type="checkbox"/> Отведение вверх, устанавливается с правой стороны (второй кронштейн с вкл/выкл. слева). Выберите, пожалуйста, тип управления функциями вкл./выкл., выбора режима работы и отведения:	134 000 руб.
EU 81		<input type="checkbox"/> Установка вспомогательного устройства для вкл./выкл, выбора режима работы и отведения;	–
EU 82		<input type="checkbox"/> Установка 2-х кнопок Piko.	8 200 руб.
EU 80	<input type="checkbox"/>	Управление подбородком с миди-джойстиком, электроотведение держателя пульта (в сторону) (включая стандартный пульт). Отметьте, пожалуйста, сторону отведения держателя пульта с функцией для управления подбородком: <input type="checkbox"/> Отведение влево; <input type="checkbox"/> Отведение вправо; <input type="checkbox"/> Отведение вверх, устанавливается с левой стороны (второй кронштейн с вкл/выкл. справа); <input type="checkbox"/> Отведение вверх, устанавливается с правой стороны (второй кронштейн с вкл/выкл. слева). Выберите, пожалуйста, тип управления функциями вкл./выкл., выбора режима работы и отведения:	134 000 руб.
EU 81		<input type="checkbox"/> Установка вспомогательного устройства для вкл./выкл, выбора режима работы и отведения;	–
EU 82		<input type="checkbox"/> Установка 2-х кнопок Piko.	8 200 руб.
EU 10	<input type="checkbox"/>	Управление ногой, установка слева (включая стандартный пульт управления)	66 500 руб.
EU 10	<input type="checkbox"/>	Управление ногой, установка справа (включая стандартный пульт управления)	66 500 руб.
EU 11	<input type="checkbox"/>	Система управления дыханием (включая стандартный пульт управления) (выбор опции возможен только в комбинации с установкой скорости 6 км/ч сиденьем Recaro)	68 400 руб.
EU 83	<input type="checkbox"/>	Калибруемый миди-джойстик, стандарт, с многофункциональной кнопкой для установки на подлокотник (включая стандартный пульт)	45 300 руб.
EU 84	<input type="checkbox"/>	Калибруемый миди-джойстик с многофункциональной кнопкой для установки на столик (включая стандартный пульт)	40 700 руб.

EU 40	<input type="checkbox"/>	Калибруемый мини-джойстик, стандарт, с многофункциональной кнопкой Выберите, пожалуйста, вариант насадки на джойстик: <input type="checkbox"/> В форме песочных часов на гибком основании; <input type="checkbox"/> Мягкий мячик на гибком основании; <input type="checkbox"/> Мягкий мячик, основание – пружина, жесткая; <input type="checkbox"/> Мягкий мячик, основание – пружина, мягкая.	87 300 руб.
EU 68	<input type="checkbox"/>	Адаптер для подключения кнопок (до 6 кнопок) (установка необходима для кнопок управления 1–6, выберите тип кнопок U691– U704)	4 900 руб.
Следующие опции требуют установки ЖК дисплея с ИК управлением (EU 97 или EU 98):			
EU 61	<input type="checkbox"/>	ИК порт, управление мобильным телефоном при помощи функции hands-free, включая необходимые адаптеры	102 600 руб.
EU 63	<input type="checkbox"/>	«Dragger 32» программное обеспечение для подключения систем управления (для ЖК дисплеев с возможностью подключения через Bluetooth в комбинации со специальными системами управления «Dragger 32» включен в комплект, отдельно заказывать не нужно)	19 000 руб.
EU 59	<input type="checkbox"/>	Кабель с адаптером для подключения дополнительных кнопок (установка слева/справа) Отметьте, пожалуйста: <input type="checkbox"/> кнопка Piko (диаметр 5 см, красная/черная); <input type="checkbox"/> кнопка Piko (диаметр 3 см, красная/черная).	21 000 руб.

Аксессуары для специальных элементов управления			Цена
---	--	--	------

EU 69	<input type="checkbox"/>	Модуль для подключения к сети Wi-Fi	16 000 руб.
EU 67	<input type="checkbox"/>	Кнопка управления функцией вкл./выкл., либо аварийной остановкой коляски подключается к держателю «Gooseneck» для LCD (Необходимо выбрать кнопку вкл./выкл. для управления электроосвещением; пожалуйста, выберите далее подходящий тип кнопки от EU 691 до EU 704)	14 500 руб.
EU 75	<input type="checkbox"/>	Кнопка вкл./выкл. для ЖК дисплея, в комплект включен кабель (недоступен в комбинации с калибруемым джойстиком или системой управления подборком) (Необходимо выбрать кнопку вкл./выкл. для управления электроосвещением; пожалуйста, выберите далее подходящий тип кнопки от EU 691 до EU 704)	9 400 руб.

Кнопка Piko (диаметр 5 см)

EU 691	<input type="checkbox"/>	Красная	5 200 руб.
EU 693	<input type="checkbox"/>	Желтая	5 200 руб.
EU 692	<input type="checkbox"/>	Черная	5 200 руб.
EU 697	<input type="checkbox"/>	Серебристая	5 200 руб.

Кнопка Piko (диаметр 3 см)

EU 701	<input type="checkbox"/>	Красная	5 200 руб.
EU 702	<input type="checkbox"/>	Желтая	5 200 руб.
EU 703	<input type="checkbox"/>	Черная	5 200 руб.
EU 704	<input type="checkbox"/>	Серебристая	5 200 руб.

Функция блокировки кресла-коляски			
	<input type="checkbox"/>	Да	
	<input type="checkbox"/>	Нет	

Электронная блокировка поворота передних колес			
	<input type="checkbox"/>	Да	
	<input type="checkbox"/>	Нет	

Держатель ЖК дисплея (LCD)			Цена
----------------------------	--	--	------

EU 31	<input type="checkbox"/>	Стандартный держатель (устанавливается по умолчанию с ЖК дисплеем)	—
EU 30	<input type="checkbox"/>	Держатель ЖК дисплея, параллельно откидывающийся, регулируемый по высоте и углу наклона	8 450 руб.
EU 32	<input type="checkbox"/>	Держатель ЖК дисплея «Gooseneck» (гибкий)	11 600 руб.
EU 34	<input type="checkbox"/>	Держатель ЖК дисплея для установки на столик	11 600 руб.

Аксессуары пульта управления			Цена
EU 69	<input type="checkbox"/>	Модуль для подключения к сети Wi-Fi	16 000 руб.
EU 96	<input type="checkbox"/>	Подключения модуля связи Bluetooth	25 300 руб.
EU 60	<input type="checkbox"/>	Кабель для установки левой / правой кнопки (модуль Bluetooth) <input type="checkbox"/> кнопка Piko (диаметр 5 см, красная / черная); <input type="checkbox"/> кнопка Piko (диаметр 3 см, красная / черная).	21 000 руб.
EU 94	<input type="checkbox"/>	Защитный прозрачный колпак с функцией встроенного обогрева руки	54 600 руб.
EU 95	<input type="checkbox"/>	Защитный прозрачный колпак с функцией встроенного обогрева рук (крепление в центре стола)	48 900 руб.
EU 15	<input type="checkbox"/>	Пульт управления для сопровождающего лица	42 900 руб.
EU 22	<input type="checkbox"/>	Защита на джойстик (металлическая скоба для защиты от ударов)	2 600 руб.
EU 23	<input type="checkbox"/>	Поддержка кисти с боковыми ограничителями при тетраплегии (регулируется по ширине 7 ... 9 см)	5 600 руб.
EU 24	<input type="checkbox"/>	Специальный джойстик Stick S80 (удлиненная ручка управления, 8 см)	5 600 руб.
EU 25	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик (черный) – насадка на джойстик	4 600 руб.
EU 26	<input type="checkbox"/>	Шарик, маленький, фактурный, белый пластик (диаметр 4,3 см) – насадка на джойстик	4 300 руб.
EU 27	<input type="checkbox"/>	Шарик, большой (диаметр 4,8 см) – насадка на джойстик	5 400 руб.
EU 28	<input type="checkbox"/>	Шарик на гибком основании, большой (подходит для стандартного держателя пульта управления, с регулировкой по высоте или с функцией параллельного отведения, длина основания 2,4 см)	10 300 руб.

Основание длиной 60 мм; при выборе данной опции рекомендуется выбирать держатель пульта с параллельным отведением и регулировкой по высоте.

EU 35	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик, цветной (диаметр 3 см, комплект из 4-х разноцветных шариков)	2 100 руб.
EU 50	<input type="checkbox"/>	Портативное программируемое устройство	45 500 руб.
EU 55	<input type="checkbox"/>	enAble программное обеспечение с USB адаптером (устанавливается квалифицированными специалистами)	23 400 руб.
EU 681	<input type="checkbox"/>	Двойной адаптер с кнопками Piko (диаметр 5 см, черный) (2 доступных для программирования электронных функций). Пожалуйста, отметьте необходимые функции: <input type="checkbox"/> Регулировка угла наклона подножки, левая <input type="checkbox"/> Регулировка угла наклона подножки, правая <input type="checkbox"/> Регулировка угла наклона сиденья <input type="checkbox"/> Регулировка угла наклона спинки <input type="checkbox"/> Регулировка высоты сиденья (лифт) <input type="checkbox"/> Электроосвещение <input type="checkbox"/> Включение аварийного светового сигнала <input type="checkbox"/> Левый поворотник <input type="checkbox"/> Правый поворотник <input type="checkbox"/> Гудок	14 100 руб.
EU 682	<input type="checkbox"/>	Двойной адаптер с кнопками Piko (диаметр 3 см, черный) (2 доступных для программирования электронных функций). Пожалуйста, отметьте необходимые функции: <input type="checkbox"/> Регулировка угла наклона подножки, левая <input type="checkbox"/> Регулировка угла наклона подножки, правая <input type="checkbox"/> Регулировка угла наклона сиденья <input type="checkbox"/> Регулировка угла наклона спинки <input type="checkbox"/> Регулировка высоты сиденья (лифт) <input type="checkbox"/> Электроосвещение <input type="checkbox"/> Включение аварийного светового сигнала <input type="checkbox"/> Левый поворотник <input type="checkbox"/> Правый поворотник <input type="checkbox"/> Гудок	14 100 руб.

Аксессуары			Цена
ES 20	<input type="checkbox"/>	Сумка для зарядного устройства и набора инструментов	8 450 руб.
ES 22	<input type="checkbox"/>	Сумка для мелочей, съемная	1 850 руб.
ES 24	<input type="checkbox"/>	Кармашек для мобильного телефона	1 200 руб.
ES 32	<input type="checkbox"/>	Защитный чехол на стандартное сиденье	13 000 руб.

ES 35	<input type="checkbox"/>	Столик, с механизмом отведения в сторону (включая установку аксессуаров; установка пульта в столик осуществляется в процессе адаптации)	19 500 руб.
EZ 80	<input type="checkbox"/>	Насос	6 700 руб.
EA 60	<input type="checkbox"/>	Тростедержатель	3 100 руб.
ES 38	<input type="checkbox"/>	Зеркало заднего вида, установка слева (установка со стороны пульта управления невозможна при выборе параллельно отводящегося держателя пульта, а также в комбинации со столиком)	5 500 руб.
ES 28	<input type="checkbox"/>	Зеркало заднего вида, установка справа (установка со стороны пульта управления невозможна при выборе параллельно отводящегося держателя пульта, а также в комбинации со столиком)	5 500 руб.
ES 37	<input type="checkbox"/>	Одометр (заказ опции возможен только в комбинации с защитной скобой на пульт)	11 700 руб.
EZ 52	<input type="checkbox"/>	Набор инструментов	1 850 руб.
ES 60	<input type="checkbox"/>	Устройство для транспортировки в автомобиле (система фиксации). Установка опции возможна только со стандартным (Junior, малым, большим) или контурным сиденьем (малым, большим)	8 900 руб.
ES 10	<input type="checkbox"/>	Платформа для установки аппарата ИВЛ	46 200 руб.

Индивидуальные решения			
24817.001	<input type="checkbox"/>	Специальный цвет рамы с покрытием в 2 слоя	
24817.000	<input type="checkbox"/>	Специальный цвет рамы с покрытием в 1 слой	
21187.002	<input type="checkbox"/>	Адаптер для установки индивидуального сиденья	
20465.016	<input type="checkbox"/>	Индивидуальный размер спинки (увеличение/уменьшение) (установка возможна только в комбинации с опцией 40405.002)	
40405.002	<input type="checkbox"/>	Индивидуальный размер обшивки спинки (установка возможна только в комбинации с опцией 20465.016)	
20465.011	<input type="checkbox"/>	Контурная спинка в комбинации со стандартным сиденьем или стандартная адаптивная спинка в комбинации с контурным сиденьем	
36362.001	<input type="checkbox"/>	Сплошная алюминиевая подножка с замком	
36362.000	<input type="checkbox"/>	Сплошная алюминиевая подножка без замка	
22298.006	<input type="checkbox"/>	Перестановка стандартного пульта управления назад для сопровождающего лица	
22298.007	<input type="checkbox"/>	Установка стандартного пульта управления enAble на спинку для сопровождающего лица, регулируемый по углу наклона	
49058.001	<input type="checkbox"/>	Управление коляски осуществляется только при помощи пульта для сопровождающего лица, без установки стандартного пульта.	
26156.000	<input type="checkbox"/>	Установка двух кнопок для управления держателем пульта (система управления подбородком)	
22569.004	<input type="checkbox"/>	Джойстик для управления губами	
22762.003	<input type="checkbox"/>	Клавишный модуль и пульт управления установлены с одной стороны, удобной для пользователя	
19893.001	<input type="checkbox"/>	Дистанционная кнопка остановки кресла-коляски для сопровождающего лица	
23279.000	<input type="checkbox"/>	Установка стандартного пульта управления в центре столика	
23279.001	<input type="checkbox"/>	Установка стандартного пульта управления в центре столика с механизмом электроскладывания	
22517.005	<input type="checkbox"/>	Спортивный бампер для хоккея «ALU» e-Hockey (установка возможна только в комбинации с опцией 22517.003 and 59060.000)	
22517.003	<input type="checkbox"/>	Боковые защитные панели для игры в хоккей e-Hockey (установка возможна только в комбинации с опцией 22517.005 и 59060.000)	
59060.000	<input type="checkbox"/>	Хоккейная клюшка e-Hockey (установка возможна только в комбинации с опцией 22517.005 и 22517.003)	
25142.001	<input type="checkbox"/>	Специальная подножка при ампутации с анатомическим ложементом под голень	