

MANI®

Страны, в которых иглы "Mani" получили награды:

- Япония • США • Великобритания • Франция
- Германия • Китай • Вьетнам



製造販売元

マニ株式会社 〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3 Tel:028-667-1811
【サージカル営業】 Tel:028-667-8345 / Fax:028-667-8305

MANI, INC.

8-3 KIYOHARA INDUSTRIAL PARK, UTSUNOMIYA, TOCHIGI 321-3231 JAPAN
Surgical Exp. Sec /Phone:+81-28-667-8346 Fax:+81-28-667-8305
URL: <http://www.mani.co.jp> E-mail: seg@mani.co.jp

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОЕ КАЧЕСТВО

MANI®
CE 0197



MANI®




Хирургические многоразовые иглы "Mani"



Ушко (SE)

Специальная форма рессорного ушка позволяет избежать повреждений нити



Гладкая поверхность игольного ушка бережно удерживает нить, не повреждая её.



Режущая игла (M)

Острый игольный наконечник для более легкого проникновения в ткани



На поверхность иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе


Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем




Колющая игла (T)

Колющая игла минимизирует сопротивление при проникновении в ткани

Гладкая поверхность



Иглы изготовлены из высокопрочной проволоки, позволяющей выдерживать большие нагрузки



Тип ушка иглы

SE-рессора

NE-обычное ушко

Тип острия



T-колющее



M-режущее



Z-шпательное



B-тупоконечное

Изогнутость иглы

H-1/2 окружности

E-3/8 окружности

I-5/16 окружности

G-7/16 окружности

S-прямая

K-1/4 окружности

Индекс диаметра иглы

F-тонкая абдоминальная

L-усиленная

LL-массивная

Подчеркнутая часть кода иглы () соответствует длине (мм) выбранной Вами иглы

Индекс диаметра иглы указывается в конце кода

SE-MH36LL - режущая игла 36 мм, 1/2 круга, массивная.

Игла колющая

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

5/8 (F)



SE-TF_

диаметр (мм)

длина (мм)

0.53

13

0.53

15

0.58

18

0.68

21

0.68

24

0.78

28

0.78

32

0.88

36

0.98

41

1.08

45

1.08

50

1.08

55

1.18

60

1.18

65



SE

Игла колющая

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

5/8 (F)



SE-TF_LL

диаметр (мм)

длина (мм)

0.98

28

0.98

32

1.18

36

1.28

41

1.28

45

1.28

50

1.28

55

1.38

60

1.38

65



SE-TF_

1.28

70



SE

Игла режущая

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

5/8 (F)

диаметр (мм) длина (мм)



SE-MF_



SE

0.53	13
0.53	15
0.58	18
0.68	21
0.68	24
0.78	28
0.78	32
0.88	36
0.98	41
1.08	45
1.08	50
1.08	55
1.18	60
1.18	65

Игла режущая

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

5/8 (F)

диаметр (мм) длина (мм)



SE-MF_LL



SE

0.98	28
0.98	32
1.18	36
1.28	41
1.28	45
1.28	50
1.28	55
1.38	60
1.38	65



SE-MF_



SE

1.28	70
------	----

Игла режущая

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

1/2 (H)

диаметр (мм)	длина (мм)
0.58	13
0.58	15
0.58	18
0.68	21
0.68	24
0.78	28
0.78	32
0.88	36
0.98	41
1.08	45
1.08	50
1.08	55
1.18	60
1.18	65
1.28	70

SE-MH

SE

Игла режущая

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

3/8 (E)

диаметр (мм)	длина (мм)
0.58	18
0.68	21
0.68	24
0.78	28
0.78	32
0.88	36
0.98	41
1.08	45
1.08	50
1.08	55
1.18	60
1.18	65
1.28	70

SE-ME

SE

Игла колющая

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

1/2 (H)

диаметр (мм)	длина (мм)
0.58	13
0.58	15
0.58	18
0.68	21
0.68	24
0.78	28
0.78	32
0.88	36
0.98	41
1.08	45
1.08	50
1.08	55
1.18	60
1.18	65
1.28	70

SE-TH

SE

Игла колющая

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

3/8 (E)

диаметр (мм)	длина (мм)
0.58	18
0.68	21
0.68	24
0.78	28
0.78	32
0.88	36
0.98	41
1.08	45
1.08	50
1.08	55
1.18	60
1.18	65
1.28	70

SE-TE

SE

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

Игла колющая 1/2 (H)

диаметр (мм)	длина (мм)
0.98	28
0.98	32
1.18	36
1.28	40
1.28	45
1.28	50
1.28	55
1.28	60
1.38	65

SE-TH_LL SE

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

Игла режущая 1/2 (H)

диаметр (мм)	длина (мм)
0.98	28
0.98	32
1.18	36
1.28	40
1.28	45
1.28	50
1.28	55
1.28	60
1.38	65

SE-MH_LL SE

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

Игла колющая (S)

диаметр (мм)	длина (мм)
0.53	13
0.53	15
0.58	17.5
0.68	21
0.68	24
0.78	28.5
0.78	32.5
0.88	36.5
0.98	41
1.08	45
1.08	50
1.08	53
1.08	55
1.18	60
1.18	65
1.28	70
1.28	75

SE-TS_ SE

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

Игла режущая (S)

диаметр (мм)	длина (мм)
0.53	13
0.53	15
0.58	17.5
0.68	21
0.68	24
0.78	28.5
0.78	32.5
0.88	36.5
0.98	41
1.08	45
1.08	50
1.08	53
1.08	55
1.18	60
1.18	65
1.28	70
1.28	75

SE-MS_ SE

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Игла колющая	диаметр (мм)	длина (мм)	3/8 (E)
	0.53	18	
	0.58	24	
	0.63	29	
	0.73	34	
	0.78	40	
	0.78	45	
	0.88	50	
	0.88	55	

SE-TE_F **SE**

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Игла колющая	диаметр (мм)	длина (мм)	(S)
	0.48	13	
	0.48	15	
	0.53	18	
	0.58	21	
	0.58	23,5	
	0.63	29	
	0.63	32	
	0.73	34	
	0.73	36	
	0.78	38	
	0.78	40	
	0.78	43	
	0.78	45	
	0.88	48	
	0.88	50	

SE-TS_F **SE**

ГИНЕКОЛОГИЯ

Игла колющая (тупоконечная)	диаметр (мм)	длина (мм)	1/2 (H)
	1.08	41	
	1.18	51	
	1.38	66	

SE-BH_ **SE**

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Игла колющая	диаметр (мм)	длина (мм)	1/2 (H)
	0.48	13	
	0.53	18	
	0.58	21	
	0.58	24	
	0.63	29	
	0.63	32	
	0.73	34	
	0.73	36	
	0.78	40	
	0.78	45	
	0.88	50	
	0.88	55	
	0.88	60	

SE-TH_F **SE**

ГИНЕКОЛОГИЯ

Игла колющая	диаметр (мм)	длина (мм)	7/16 (G)
	0.88	26	
	0.98	31	
	0.98	36	
	1.08	41	
	1.08	45	
	1.18	51	
	1.28	56	

SE-TG_L **SE**

Игла режущая **ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ** 1/4 (К)

диаметр (мм)	длина (мм)
0.53	13
0.53	15
0.58	18
0.68	21
0.68	24
0.78	28
0.78	32
0.88	36
0.98	41
1.08	45
1.08	50
1.08	55
1.18	60
1.18	65
1.28	70

SE-MK_ **SE**

Игла колющая **ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ** 1/4 (К)

диаметр (мм)	длина (мм)
0.53	13
0.53	15
0.58	18
0.68	21
0.68	24
0.78	28
0.78	32
0.88	36
0.98	41
1.08	45
1.08	50
1.08	55
1.18	60
1.18	65
1.28	70

SE-TK_ **SE**

Игла режущая **ГИНЕКОЛОГИЯ** 7/16 (G)

диаметр (мм)	длина (мм)
0.88	26
0.98	31
0.98	36
1.08	41
1.08	45
1.18	51
1.28	56

SE-MG_L **SE**

Игла **ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ** 7/16 (G)
обратно-режущая

диаметр (мм)	длина (мм)
0.88	26
0.98	31
0.98	36
1.08	41
1.08	45
1.18	51
1.28	56

SE-NG_L **SE**

Игла колющая **ОФТАЛЬМОЛОГИЯ** 5/16 (I)

диаметр (мм)	длина (мм)
0.33	7
0.38	9
0.38	11
0.43	13
0.48	15
0.53	18
0.58	21

SE-TI **SE**

Игла **ОФТАЛЬМОЛОГИЯ** 5/16 (I)
обратно-режущая

диаметр (мм)	длина (мм)
0.33	7
0.38	9
0.38	11
0.43	13
0.48	15
0.53	18
0.58	21

SE-WI **SE**

Игла режущая

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

5/16 (I)



SE-MI_

диаметр (мм)	длина (мм)
0.33	7
0.38	9
0.38	11
0.43	13
0.48	15
0.53	18
0.58	21



SE

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

Игла диаметр (мм) длина (мм)
обратно-режущая 0.53 13

1/2 (H)



SE-NH_

диаметр (мм)	длина (мм)
0.53	13
0.53	15
0.58	18
0.68	21
0.68	24
0.78	28
0.78	32
0.88	36
0.98	40
1.08	45
1.08	50
1.08	55
1.18	60



SE

Игла шпательная

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

5/16 (I)



SE-ZI_

диаметр (мм)	длина (мм)
0.33	7
0.38	9
0.38	11
0.43	13
0.48	15
0.53	18
0.58	21



SE



Одноразовой кожный степлер

Manipler®

S-2 Disposable Skin Stapler



■ Четкость при работе


Эргономичная форма степлера позволяет легко и аккуратно устанавливать скобы

■ Стабильность результатов

Высококачественные детали степлера и его тщательно разработанная структура обеспечивают хорошие результаты проведения операций


■ Экономичность

Небольшой степлер занимает мало места на складе и уменьшаются расходы по его утилизации



СТЕРИЛЬНО стерилизовано окисью этилена

Код	Описание	Упаковка
S235WS	Одноразовый степлер на 35 скоб	6 шт./упаковка



СТЕРИЛЬНО стерилизовано окисью этилена

Код	Описание	Упаковка
S215WS	Одноразовый степлер на 15 скоб	6 шт./упаковка

АНТИСТЕПЛЕР «МАНИПЛЕР»

Форма антистеплера позволяет уменьшить травмирующий эффект при извлечении скоб.

НЕ СТЕРИЛЬНО

Код	Описание	Упаковка
SR-1S	Многоразовый антистеплер	1 шт./упаковка



КАССЕТЫ КПС-1 СО СТЕРИЛЬНЫМ ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ

Широкий спектр хирургических материалов размеров от USP 6/0 (М 0,7) до USP 8 (М 10) в полимерных кассетах

Длина материала определяется заказчиком и варьируется **от 25 до 200 метров**

Стерильность обеспечивается специальным клапаном, сохраняющим постоянство среды внутри кассеты

Срок стерильности материала внутри кассеты, с момента вскрытия – **6 недель**



ПРИМЕНЕНИЕ НАШИХ КАССЕТ В КОМПЛЕКТЕ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ ИГЛАМИ
МАРКИ «МАНИ» ПОМОЖЕТ ВАМ РЕАЛЬНО СЭКОНОМИТЬ СРЕДСТВА