

B500

Кресло-коляска с электроприводом



Стандартная комплектация

- Максимальная скорость 7,2 км/ч
- Контроллер enAble40 или enAble50, в зависимости от количества выбранных электрорегулировок
- Гелевые батареи 63 Ah (C5)
- Зарядное устройство
- Стандартное сиденье
- Подушка
- Телескопические подлокотники с прозрачными боковыми панелями
- Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп
- Панель управления с LCD-дисплеем (с контроллером enAble50 устанавливается пульт с кнопками включения световых сигналов)
- Поясной ремень

Максимальный вес пользователя: 140 кг

Артикул: 490E32=00000_C

Стоимость в базовой комплектации 267 000 руб.	Номер заказа: _____
--	----------------------------

<input type="checkbox"/> Дополнительные опции
--

<input type="checkbox"/> Индивидуальные параметры в приложении

ФИО, возраст и контакты, запись в ИПР

Адрес


Адрес доставки, паспортные данные для транспортной компании

Ответственный	Имя, дата, подпись
---------------	--------------------

Общая информация

Пол _____ Возраст _____

Заболевание _____ Способ оплаты _____



Антропометрические данные*

Рост (см) _____

Вес (кг) _____

1 Глубина сиденья _____

2 Глубина туловища _____

3 Высота подлокотников _____

4 Расстояние до подмышечной впадины _____

5 Расстояние до плеча _____

6 Расстояние до головы _____

7 Длина предплечья (до середины кисти) _____

8 Ширина туловища _____

9 Длина голени _____

10 Ширина сиденья _____

* Данная информация поможет подобрать оптимальные размеры кресла-коляски для пользователя, а также будет использована при разработке новых изделий. Компания ОТТО БОКК гарантирует конфиденциальность информации и ее использование внутри компании.

Информация



ЕС 01/ЕС 02 Стандартное сиденье



ЕС 23 Контурное сиденье с невыраженными контурами

ЕС 25 Тканевая обшивка



ЕС 24 Контурное сиденье с выраженными контурами

ЕС 26 Синтетическая кожа



ЕС 40 – ЕС 46 Сиденье Recaro



ED 50 Электрорегулировка угла наклона спинки 30°



ЕС 50 Электрорегулировка угла наклона сиденья 20°



ЕС 54 Электрорегулировка угла наклона сиденья 45°



ЕВ 01 Раздельные подножки

Стандартное сиденье			Цена
ЕС 18	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, Юниор (глубина 34...40 см, ширина 34...40 см)	6 300 руб.
ЕС 01	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, малое (ГС 38... 46 см, ШС 38... 42 см)	—
ЕС 02	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, большое (ГС 42... 50 см, ШС 43... 48 см)	—
ЕС 19	<input type="checkbox"/>	Стандартное сиденье, XL (ГС 42... 50 см, ШС 50... 56 см)	6 300 руб.

Стандартное сиденье, XL недоступно при выборе высоты сиденья 45 см.

Параметры стандартного сиденья

Угол наклона спинки -9/1/11/21° 0/10/20/30°

Выбор опции недоступен с механической и электрорегулировкой угла наклона спинки.
Угол наклона спинки -9/1/11/21° недоступен для заказа в комбинации с ШС 34 и 36 см.

Угол наклона сиденья 0° 3° 6°

ЕС 65 Угол наклона сиденья 20° (только при выборе стандартного сиденья, ВС 45 и 50 см) **1 000 руб.**

Фиксированный угол наклона 6° и 20° невозможно установить в комбинации с механической и электрорегулировкой угла наклона сиденья.

Глубина сиденья (ГС) 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Ширина сиденья (ШС) см

Длина голени см (25... 54 см) без учета подушки

Высота сиденья 45 50 55

(При выборе высоты сиденья минимальное расстояние от пола до опор подножек должно составлять не менее 6 см)

Подушки (только для стандартного сиденья)			Цена
ЕС 06	<input type="checkbox"/>	Стандартная подушка с черной нейлоновой обшивкой, 5 см	—
ЕС 10	<input type="checkbox"/>	Подушка с непромокаемой обшивкой, 5 см	1 700 руб.
ЕС 07	<input type="checkbox"/>	Без подушки	-650 руб.

Для выбора типа подушки см. раздел каталога кресел-колясок с электроприводом «Сиденья и спинки» или проконсультируйтесь со специалистом компании ОТТО БОКК

Контурное сиденье			Цена
ЕС 03	<input type="checkbox"/>	Контурное сиденье, малое (ГС 36... 44 см, ШС 38... 42 см) (грузоподъемность до 160 кг, высота подушки 5 см)	15 900 руб.
ЕС 04	<input type="checkbox"/>	Контурное сиденье, большое (ГС 42... 48 см, ШС 43... 48 см) (грузоподъемность до 200 кг, высота подушки 5 см)	16 500 руб.
ЕС 21	<input type="checkbox"/>	Контурное сиденье, XL (ГС 42... 48 см, ШС 50... 56 см) (грузоподъемность до 200 кг, высота подушки 5 см) (недоступно при выборе высоты сиденья 52 см)	17 100 руб.

Тип контурного сиденья

ЕС 23	<input type="checkbox"/>	Невыраженные контуры	—
ЕС 24	<input type="checkbox"/>	Выраженные контуры	—

Тип обшивки контурного сиденья

ЕС 25	<input type="checkbox"/>	Тканевая обшивка	—
ЕС 26	<input type="checkbox"/>	Обшивка из синтетической кожи	1 950 руб.
ЕС 27	<input type="checkbox"/>	Непромокаемая обшивка (может быть заказана в комбинации с опцией ЕС 25)	1 300 руб.

Выбор параметров контурного сиденья

Глубина сиденья 36 38 40 42 44 46 48

Ширина сиденья см

Длина голени см (28... 54 см)

Высота сиденья **приблиз. 52 см** **приблиз. 57 см**

При выборе высоты сиденья минимальное расстояние от пола до опор подножек должно составлять не менее 6 см

Сиденье Resaro			Цена
ЕС 40	<input type="checkbox"/>	Resaro n-Joy (ручная регулировка спинки)	40 500 руб.
ЕС 41	<input type="checkbox"/>	Resaro n-Joy-Plus (ручная регулировка спинки) Глубина сиденья 38... 56 см	89 000 руб.



EB 03 Сплошная подножка с алюминиевой опорой для стоп



EB 20 Механическая регулировка угла наклона подножек в коленном суставе



ES 05 Электроосвещение



ET 04 Устройство для преодоления бордюров




EG 05 Амортизаторы приводных колес



EU 23–EU 28 Типы джойстиков



EA 62 Бампер




EB 80 Мягкие ограничители для коленей



EP 51 4-точечный ремень



EU 07 Клавишный модуль



EU 87 Пульт управления, интегрированный в стол, с механизмом складывания

Сиденье Modular Recaro			Цена
ЕС 42	<input type="checkbox"/>	Спинка LX (ручная регулировка угла наклона спинки)	29 400 руб.
ЕС 43	<input type="checkbox"/>	Спинка LT (регулируемые боковые поддержки, ручная регулировка угла наклона спинки)	32 850 руб.
ЕС 44	<input type="checkbox"/>	Сиденье F (невыраженные боковые ограничители)	41 900 руб.
ЕС 45	<input type="checkbox"/>	Сиденье X (выраженные боковые ограничители, увеличивающая глубину сиденья вставка)	48 750 руб.
ЕС 46	<input type="checkbox"/>	Сиденье W (невыраженные боковые ограничители, увеличивающая глубину сиденья вставка)	51 650 руб.

Выбор параметров сиденья Recaro

Глубина сиденья в см	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46
(только для Recaro n-Joy-Plus)	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 56
Длина голени см (28 ... 54 см)				
Высота сиденья	<input type="checkbox"/> 52 см	<input type="checkbox"/> 57 см			
При выборе высоты сиденья минимальное расстояние от пола до опор подножек должно составлять не менее 6 см. Выбор высоты сиденья 52 см недоступен с механической и электрорегулировкой угла наклона сиденья.					
Все типы сидений Recaro поставляются в комплекте с подголовником и кармашком на спинке.					

Регулировка угла наклона сиденья			Цена
ЕС 50	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона сиденья 30° со смещением центра тяжести (при выборе положения сиденья 0°)	43 100 руб.
ЕС 51	<input type="checkbox"/>	Механическая регулировка угла наклона сиденья 20° со смещением центра тяжести (при выборе положения сиденья 0°)	17 650 руб.
ЕС 57	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона сиденья 20° со смещением центра тяжести (при выборе положения сиденья 0°)	26 000 руб.
ЕС 54	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона сиденья 45° со смещением центра тяжести (при выборе положения сиденья 0°)	50 700 руб.

Регулировка высоты сиденья			Цена
ЕС 55	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка высоты сиденья (до 40 см, положение сиденья 0°), максимальный вес пользователя 130 кг! (совместима только с опцией ЕС 50)	143 000 руб.
ЕС 60	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка высоты сиденья с усиленной конструкцией (до 30 см, положение сиденья 0°)(совместима только с опцией ЕС 54)	156 000 руб.

Регулировка угла наклона спинки			Цена
ED 20	<input type="checkbox"/>	Механическая регулировка угла наклона спинки 30° (пневматическая пружина) (только для стандартного или контурного сиденья)	20 000 руб.
ED 50	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона спинки 30° (опция недоступна при выборе типа сидений Recaro n-Joy и Recaro -Joy-Plus)	37 700 руб.

Тип обшивки спинки (только для стандартного сиденья)			Цена
ED 01	<input type="checkbox"/>	Стандартная обшивка	—
ED 02	<input type="checkbox"/>	Без обшивки	-1 950 руб.
Об установке других типов спинки уточняйте у специалистов компании ОТТО БОКК.			

Ремень			Цена
EP 51	<input type="checkbox"/>	4-точечный ремень (только для сидений Recaro)	13 800 руб.
EP 60	<input type="checkbox"/>	Ремень с лентой велькро, фиксирующий грудной отдел (только для сидений Recaro)	9 650 руб.
EP 65	<input type="checkbox"/>	Поясной ремень (входит в стандартную комплектацию)	—

Дополнительные аксессуары для сидений			Цена
ЕС 20	<input type="checkbox"/>	Абдуктор, съемный (только для стандартного сиденья; установка невозможна при выборе регулировки угла наклона сиденья)	11 700 руб.
ЕС 30	<input type="checkbox"/>	Абдуктор, отводящийся вниз (только для стандартного сиденья; установка невозможна при выборе регулировки угла наклона сиденья)	12 000 руб.
ЕЕ 30	<input type="checkbox"/>	Адаптер для установки подголовника (только для стандартного или контурного сиденья)	1 600 руб.

Для выбора типа подголовника см. раздел каталога кресел-колясок с электроприводом «Аксессуары к креслам-коляскам» или проконсультируйтесь со специалистом компании ОТТО БОКК

Тип подножек			Цена
EB 01	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с пластиковыми опорами для стоп (входят в стандартную комплектацию). Максимальный вес пользователя до 140 кг; длина голени до 50 см (опция недоступна при выборе стандартного сиденья «Junior»)	—
EB 02	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с алюминиевыми опорами для стоп (удлиненные опоры, регулируемые по углу наклона). Максимальный вес пользователя до 140 кг; длина голени до 50 см	5 850 руб.
EB 03	<input type="checkbox"/>	Сплошная подножка с алюминиевой опорой для стоп (опора, регулируемая по углу наклона). Длина голени до 50 см (опция недоступна при выборе стандартного сиденья «Junior»)	4 900 руб.
EB 04	<input type="checkbox"/>	Раздельные подножки с алюминиевыми опорами для стоп XXL (опоры, регулируемые по углу наклона). Длина голени до 50 см (опция недоступна при выборе стандартного сиденья «Junior»)	17 550 руб.
EB 07	<input type="checkbox"/>	Без подножек	-3 200 руб.
EB 20	<input type="checkbox"/>	Подножки с механической регулировкой угла наклона в коленном суставе с алюминиевыми опорами под стопы (пневматическая пружина). Максимальный вес пользователя до 140 кг; длина голени от 27 см в комбинации со стандартным сиденьем, от 32 см в комбинации с контурными или сиденьем Resaro.	25 350 руб.
EB 50	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона подножек в коленном суставе с синхронным поднятием обеих подножек. Максимальная грузоподъемность до 140 кг; длина голени от 27 см в комбинации со стандартным сиденьем, от 32 см в комбинации с контурными или сиденьем Resaro.	65 550 руб.
EB 51	<input type="checkbox"/>	Электрорегулировка угла наклона раздельных подножек в коленном суставе с синхронным и раздельным поднятием обеих подножек. Максимальный вес пользователя до 140 кг; длина голени от 27 см в комбинации со стандартным сиденьем, от 32 см в комбинации с контурными или сиденьем Resaro.	65 550 руб.

Аксессуары для подножек			Цена
EB 80	<input type="checkbox"/>	Мягкие ограничители для коленей, пара (для подножек с механической регулировкой угла наклона)	7 700 руб.
EB 70	<input type="checkbox"/>	Фиксирующие ремни для алюминиевых подножек (включая крепежные элементы)	1 200 руб.

Подлокотники			Цена
EE 10	<input type="checkbox"/>	Подлокотники с прозрачными защитными боковинами, телескопические (только для стандартного и контурного сиденья)	—
EE 33	<input type="checkbox"/>	Удлиненные подлокотники, с вырезом для спинки всех типов сиденья Resaro, телескопические	—
EE 40	<input type="checkbox"/>	Удлиненные подлокотники с прозрачными защитными боковинами, телескопические с вырезом (только для стандартного и контурного сиденья)	1 600 руб.

Аксессуары для подлокотников			Цена
EE 34	<input type="checkbox"/>	Адаптер фиксированный для установки контурного ложеента для рук, левый	650 руб.
EE 24	<input type="checkbox"/>	Адаптер фиксированный для установки контурного ложеента для рук, правый	650 руб.
EE 35	<input type="checkbox"/>	Адаптер для установки контурного ложеента для рук с поворотным механизмом, левый	6 500 руб.
EE 25	<input type="checkbox"/>	Адаптер для установки контурного ложеента для рук с поворотным механизмом, правый	6 500 руб.
EE 36	<input type="checkbox"/>	Фиксирующий ремень, установка на левый подлокотник	1 100 руб.
EE 26	<input type="checkbox"/>	Фиксирующий ремень, установка на правый подлокотник	1 100 руб.

Для выбора аксессуаров для подлокотников см. раздел каталога кресел-колясок с электроприводом «Аксессуары к креслам-коляскам» или проконсультируйтесь со специалистом компании ОТТО БОКК

Цвет рамы			Цена
016	<input type="checkbox"/>	Серебристый металлик (Silver metallic)	—
023	<input type="checkbox"/>	Белый (Traffic white RAL 9016)	—
022	<input type="checkbox"/>	Кремовый (Cream RAL 9001)	—
021	<input type="checkbox"/>	Зеленое яблоко, мерцающий (Sparkle granny-smith)	3 250 руб.
010	<input type="checkbox"/>	Ультрамариновый синий (Marine blue)	3 250 руб.

020	<input type="checkbox"/>	Глубокий синий (Saturn blue metallic)	6 250 руб.
005	<input type="checkbox"/>	Оранжевый перламутровый (Sparkle light orange)	6 250 руб.
004	<input type="checkbox"/>	Серо-голубой (Ice blue)	6 250 руб.
001	<input type="checkbox"/>	Серебряный бриллиант (Brilliant silver)	6 250 руб.
018	<input type="checkbox"/>	Красный (Signal red RAL 3001)	6 250 руб.
002	<input type="checkbox"/>	Антрацит металлик (Anthracite metallic)	6 250 руб.
027	<input type="checkbox"/>	Серый матовый (Shimano matte)	6 250 руб.
003	<input type="checkbox"/>	Черный (Jet black RAL 9005)	6 250 руб.
009	<input type="checkbox"/>	Малиновый перламутровый (Vinho sparkle)	6 250 руб.
017	<input type="checkbox"/>	Желтый (Traffic yellow RAL 1023)	6 250 руб.
012	<input type="checkbox"/>	Небесно-синий (Sky blue)	6 250 руб.
014	<input type="checkbox"/>	Красный перламутровый (Candy red)	6 250 руб.
015	<input type="checkbox"/>	Рептилия, черный с зелеными блестками (Clear reptile glossy)	6 250 руб.
013	<input type="checkbox"/>	Черный матовый (Jet black RAL 9005 matte)	6 250 руб.
026	<input type="checkbox"/>	Мерцающий серый (Sparkling iron effect light)	6 250 руб.
028	<input type="checkbox"/>	Радужный металлик (Rainbow)	6 250 руб.

Тип протектора покрышек			Цена
EG 01	<input type="checkbox"/>	Неглубокий протектор	—
EG 02	<input type="checkbox"/>	Глубокий протектор	—
EG 50	<input type="checkbox"/>	Покрышки передних колес с неглубоким протектором, задних колес – с глубоким	—

Цвет покрышек			Цена
EG 03	<input type="checkbox"/>	Серый	—
EG 04	<input type="checkbox"/>	Черный (только с глубоким протектором)	—

Тип покрышек			Цена
EG 55	<input type="checkbox"/>	Пневматические (входят в стандартную комплектацию)	—
EG 60	<input type="checkbox"/>	Все колеса с защитой от проколов (литые)	6 700 руб.
EF 06	<input type="checkbox"/>	Задние пневматические, передние с защитой от проколов (литые)	2 600 руб.

Диаметр передних колес			Цена
EF 01	<input type="checkbox"/>	9"	—
EF 05	<input type="checkbox"/>	10"	—

Дополнительное оснащение передних колес			Цена
EF 20	<input type="checkbox"/>	Без амортизаторов	—
EF 02	<input type="checkbox"/>	С амортизаторами	9 000 руб.

Аксессуары для передних колес			Цена
EF 03	<input type="checkbox"/>	Механический ограничитель поворота передних колес	5 600 руб.

Дополнительное оснащение шасси			Цена
EG 20	<input type="checkbox"/>	Без амортизаторов	—
EG 05	<input type="checkbox"/>	С амортизаторами (амортизаторы приводных колес, включая выдвижной бокс для батарей)	23 400 руб.

Аксессуары для шасси			Цена
ES 05	<input type="checkbox"/>	Электроосвещение, соответствует международным стандартам	19 000 руб.
ES 03	<input type="checkbox"/>	Аварийный знак остановки	5 200 руб.
EA 10	<input type="checkbox"/>	Брызговики, комплект на все колеса	6 250 руб.

Скорость			Цена
ET 01	<input type="checkbox"/>	6 км/ч	—
ET 09	<input type="checkbox"/>	7,2 км/ч	—
ET 10	<input type="checkbox"/>	10 км/ч (4-полюсные двигатели) (при выборе данной опции рекомендуется также заказывать поясной или 4-точечный ремень, электроосвещение и знак аварийной остановки)	5 100 руб.

Тип аккумуляторных батарей			Цена
EU 03	<input type="checkbox"/>	Без батарей	-6 300 руб.
EU 01	<input type="checkbox"/>	Две гелевые батареи 63 Ам (входят в стандартную комплектацию)	—

Зарядное устройство			Цена
EU 91	<input type="checkbox"/>	Стандартное зарядное устройство (входит в стандартную комплектацию)	—
EU 92	<input type="checkbox"/>	Без зарядного устройства	-10 400 руб.

Пульт управления			Цена
EU 85	<input type="checkbox"/>	Стандартный пульт управления (входит в стандартную комплектацию)	—
EU 86	<input type="checkbox"/>	Панель управления с установкой двух внешних кнопок Выберите размер кнопки: <input type="checkbox"/> Кнопка Piko (диаметр 5 см, красная/черная) <input type="checkbox"/> Кнопка Piko (диаметр 3 см, красная/черная)	10 500 руб.
EU 87	<input type="checkbox"/>	Пульт управления, интегрированный в столик с механизмом складывания (рекомендовано: зарядное/ программируемое устройство)	94 600 руб.

Держатель пульта			Цена
EU 19	<input type="checkbox"/>	Стандартный держатель пульта управления (входит в стандартную комплектацию)	—
EU 20	<input type="checkbox"/>	Параллельно откидывающийся держатель пульта управления	8 450 руб.
EU 18	<input type="checkbox"/>	Параллельно откидывающийся держатель пульта управления, регулируемый по высоте	11 000 руб.
EU 29	<input type="checkbox"/>	Держатель пульта управления, регулируемый по высоте	1 700 руб.

Расположение держателя пульта (выбор не доступен для пульта, интегрированного в столик)		
	<input type="checkbox"/>	Справа
	<input type="checkbox"/>	Слева

Дополнительные элементы крепления для пульта, интегрированного в столик			Цена
	<input type="checkbox"/>	Отсутствуют	—
EU 871	<input type="checkbox"/>	Столик с держателем	20 000 руб.
EU 873	<input type="checkbox"/>	Только держатель	10 400 руб.

Сторона установки механизма откидывания (столик с держателем/ только держатель)		
	<input type="checkbox"/>	Справа
	<input type="checkbox"/>	Слева

Дополнительные кнопки управления для пульта, интегрированного в столик			Цена
	<input type="checkbox"/>	Без кнопок	—
EU 874	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, красная	5 200 руб.
EU 875	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, желтая	5 200 руб.
EU 876	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 3 см, черная	5 200 руб.
EU 877	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, красная	5 200 руб.
EU 878	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, желтая	5 200 руб.
EU 879	<input type="checkbox"/>	Кнопка Piko, диаметр 5 см, черная	5 200 руб.

Одна кнопка необходима для активации складного механизма пульта. Возможно подключение до 3-х кнопок: для складывания пульта, включения/выключения и управления опцией.

Зарядное / программируемое устройство для пульта, интегрированного в столик (включая 1,5 м BUS кабель)			Цена
EU 56	<input type="checkbox"/>	Да	13 800 руб.
	<input type="checkbox"/>	Нет	

Функция блокировки кресла-коляски		
	<input type="checkbox"/>	Да
	<input type="checkbox"/>	Нет

Электронная блокировка поворота передних колес		
	<input type="checkbox"/>	Да
	<input type="checkbox"/>	Нет

Аксессуары пульта управления			Цена
EU 69	<input type="checkbox"/>	Модуль для подключения к сети Wi-Fi	16 000 руб.
EU 96	<input type="checkbox"/>	Подключения модуля связи Bluetooth	25 300 руб.
EU 60	<input type="checkbox"/>	Кабель для установки левой / правой кнопки (модуль Bluetooth) <input type="checkbox"/> кнопка Piko (диаметр 5 см, красная / черная) <input type="checkbox"/> кнопка Piko (диаметр 3 см, красная / черная)	21 000 руб.
EU 94	<input type="checkbox"/>	Защитный прозрачный колпак с функцией встроенного обогрева руки	54 600 руб.
EU 95	<input type="checkbox"/>	Защитный прозрачный колпак с функцией встроенного обогрева рук (крепление в центре стола)	48 900 руб.
EU 07	<input type="checkbox"/>	Клавишный модуль управления с кнопками (возможность управления электроопциями до 10 опций, без LCD) (выбор данной опции недоступен в комбинации с управлением подбородком)	47 600 руб.
EU 15	<input type="checkbox"/>	Пульт управления для сопровождающего лица	24 900 руб.
EU 22	<input type="checkbox"/>	Защита на джойстик (металлическая скоба для защиты от ударов)	2 600 руб.
EU 23	<input type="checkbox"/>	Поддержка кисти с боковыми ограничителями при тетраплегии (регулируется по ширине 7 ... 9 см)	5 600 руб.
EU 24	<input type="checkbox"/>	Специальный джойстик Stick S80 (удлиненная ручка управления, 8 см)	2 500 руб.
EU 25	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик (черный) – насадка на джойстик	4 600 руб.
EU 26	<input type="checkbox"/>	Шарик, маленький, фактурный, белый пластик (диаметр 4,3 см) – насадка на джойстик	4 300 руб.
EU 27	<input type="checkbox"/>	Шарик, большой (диаметр 4,8 см) – насадка на джойстик	5 400 руб.
EU 28	<input type="checkbox"/>	Шарик на гибком основании, большой (подходит для стандартного держателя пульта управления, с регулировкой по высоте или с функцией параллельного отведения, длина основания 2,4 см)	10 300 руб.
EU 35	<input type="checkbox"/>	Мягкий шарик, цветной (диаметр 3 см, в комплекте 4 насадки) для миди-джойстика	2 100 руб.
EU 681	<input type="checkbox"/>	Двойной адаптер (кабель) с кнопками Piko (диаметр 5 см, черный) (2 доступные для программирования электроопции). Отметьте: <input type="checkbox"/> Управление откидывающимся держателем джойстика для управления подбородком <input type="checkbox"/> Регулировка угла наклона сиденья <input type="checkbox"/> Регулировка угла наклона спинки <input type="checkbox"/> Регулировка высоты сиденья (лифт) <input type="checkbox"/> Электросвечение <input type="checkbox"/> Включение аварийного светового сигнала <input type="checkbox"/> Левый поворотник <input type="checkbox"/> Правый поворотник <input type="checkbox"/> Гудок <input type="checkbox"/> Электрорегулировка угла наклона подножки, левая <input type="checkbox"/> Электрорегулировка угла наклона подножки, правая	14 100 руб.

EU 682	<input type="checkbox"/>	Двойной адаптер (кабель) с кнопками Piko (диаметр 3 см, черный) (2 доступных для программирования электронных функций). Отметьте: <input type="checkbox"/> Электрорегулировка угла наклона подножки, левая <input type="checkbox"/> Электрорегулировка угла наклона подножки, правая <input type="checkbox"/> Электрорегулировка угла наклона сиденья <input type="checkbox"/> Электрорегулировка угла наклона спинки <input type="checkbox"/> Электрорегулировка высоты сиденья <input type="checkbox"/> Электроосвещение <input type="checkbox"/> Знак аварийной остановки <input type="checkbox"/> Левый поворотник <input type="checkbox"/> Правый поворотник <input type="checkbox"/> Гудок	14 100 руб.
---------------	--------------------------	--	--------------------

Аксессуары			Цена
EF 04	<input type="checkbox"/>	Устройство для преодоления препятствий	12 000 руб.
ES 20	<input type="checkbox"/>	Сумка для зарядного устройства и набора инструментов	8 450 руб.
ES 22	<input type="checkbox"/>	Сумка для мелочей, съемная	1 850 руб.
ES 24	<input type="checkbox"/>	Кармашек для мобильного телефона	1 200 руб.
ES 32	<input type="checkbox"/>	Защитный чехол на стандартное сиденье	13 000 руб.
ES 35	<input type="checkbox"/>	Столик, с механизмом отведения в сторону (включая установку аксессуаров; установка пульта в столик осуществляется в процессе адаптации)	19 500 руб.
EZ 80	<input type="checkbox"/>	Насос	6 700 руб.
EA 62	<input type="checkbox"/>	Задний бампер	5 000 руб.
ES 37	<input type="checkbox"/>	Одометр (заказ опции возможен только в комбинации с защитной скобой на пульт)	11 700 руб.
EA 60	<input type="checkbox"/>	Тростедержатель	3 100 руб.
ES 38	<input type="checkbox"/>	Зеркало заднего вида, установка слева	5 500 руб.
ES 28	<input type="checkbox"/>	Зеркало заднего вида, установка справа	5 500 руб.
(Установка зеркала невозможна одновременно на одной стороне с параллельно откидывающимся держателем пульта, а также столиком)			
EZ 52	<input type="checkbox"/>	Набор инструментов	1 850 руб.
ES 60	<input type="checkbox"/>	Устройство для транспортировки в автомобиле (система фиксации). Установка опции возможна только со стандартным (Junior, малым, большим) или контурным сиденьем (малым, большим)	8 900 руб.
EW 02	<input type="checkbox"/>	Продление срока гарантии на привод до 48 месяцев	3 900 руб.

Индивидуальные решения			Цена
24817.001	<input type="checkbox"/>	Специальный цвет рамы с покрытием в 2 слоя	
24817.000	<input type="checkbox"/>	Специальный цвет рамы с покрытием в 1 слой	
21187.002	<input type="checkbox"/>	Адаптер для установки индивидуального сиденья	
20465.016	<input type="checkbox"/>	Индивидуальный размер спинки (увеличение / уменьшение) (установка возможна только в комбинации с опцией 40405.002)	
40405.002	<input type="checkbox"/>	Индивидуальный размер обшивки спинки (установка возможна только в комбинации с опцией 20465.016)	
20465.011	<input type="checkbox"/>	Контурная спинка в комбинации со стандартным сиденьем или стандартная адаптивная спинка в комбинации с контурным сиденьем	
36362.001	<input type="checkbox"/>	Сплошная алюминиевая подножка с замком	
36362.000	<input type="checkbox"/>	Сплошная алюминиевая подножка без замка	
25142.001	<input type="checkbox"/>	Специальная подножка при ампутации с анатомическим ложементом под голень	
22298.006	<input type="checkbox"/>	Перестановка стандартного пульта управления назад для сопровождающего лица	
22517.005	<input type="checkbox"/>	Спортивный бампер для хоккея "ALU" e-Hockey (установка возможна только в комбинации с опцией 22517.003 и 59060.000)	
22517.003	<input type="checkbox"/>	Боковые защитные панели для игры в хоккей e-Hockey (установка возможна только в комбинации с опцией 22517.005 и 59060.000)	
59060.000	<input type="checkbox"/>	Хоккейная клюшка e-Hockey (установка возможна только в комбинации с опцией 22517.005 и 22517.003)	